

Płyn do dezynfekcji rąk 100ml

Kod: **51017**



Płyn dezynfekujący EtaSEPT Max o pojemności 100 ml, przeznaczony głównie do odkażania powierzchni dłoni. Wyprodukowany na bazie alkoholu, gliceryny i wody. Płyn zawiera w składzie 70% alkoholu etylowego! Dzięki wygodnemu otwarciu 'press to open' zapewnia pełną wygodę podczas użytkowania! Produkt gotowy do użycia, działa bez konieczności dodawania wody. Numer pozwolenia: 0146/TP/2020 EtaSEPT Max jest środkiem dezynfekującym dłonie, stworzonym na bazie alkoholu etylowego. Wykazuje działania bakteriobójcze oraz wirusobójcze. Gliceryna dodatkowo zapewnia działanie pielęgnacyjne dłoni. Skład: etanol (70%) woda gliceryna glikol propylenowy aromat Dawkowanie i zastosowanie: Niewielką ilość preparatu 1 - 3 ml rozprowadzić na powierzchni skóry dłoni i dokładnie wcierać przez około 30 sekund. Stosować nierozcieńczony. EtaSEPT Max działa natychmiast po zastosowaniu. Jego cechą jest również błyskawiczne odparowanie z wszelkich powierzchni. Środki ostrożności: Łatwopalna ciecz i pary (H225). Działa drażniąco na oczy (H319). Przechowywać z dala od źródeł ciepła/ iskrzenia/ otwartego ognia/ gorących powierzchni. – Palenie wzbronione. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Podjąć działania zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym. Dokładnie umyć ręce po użyciu. Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody /prysznicem. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu. Produkt nie pozostawia niebezpiecznych odpadów. Opakowanie utylizować zgodnie z zaleceniami dotyczącymi opakowań z tworzyw sztucznych po substancjach chemicznych. Efekt biobójczy osiągany bezpośrednio po zastosowaniu i odparowaniu produktu z powierzchni. Produkt stosować w pomieszczeniach dobrze wentylowanych. Do każdego produktu dołączona jest ulotka zawierająca instrukcję użycia, skład oraz środki ostrożności.

| | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Wkład wymienny: | Nie |
| Możliwość transportu lotniczego: | Nie |
| Pojemność (ml): | 100 ml |
| Wymiary produktu: | 110 x 70 mm |
| EAN: | 5905179634924 |
| Kod celny: | 3808949000 |
| Kolor: | 01 - biały |
| Materiał: | etanol, woda, gliceryna |
| Opakowanie produktu: | brak |
| Waga jednostkowa brutto (kg): | 0.0940 |
| Ilość sztuk w kartonie: | 360 |
| Wymiary kartonu (cm): | 60 x 40 x 40 |
| Waga kartonu (kg): | 34.500 |